KONIS NICU 타당도 조사 혈액배양 양성자 명단 생성 도우미

2025-05-12 고대안암병원 최윤영 cyypedr@gmail.com

필요사항


- 혈액배양 양성자 엑셀파일(필수 파일)
 - ID, 혈액배양 검사일, (혈액배양 결과)
- 신생아중환자실 입퇴실 현황 엑셀파일(필수 파일)
 - ID, 입실일, 퇴실일, 성별, (생년월일)
- NICU KONIS 보고환자 목록 엑셀파일(선택 파일)
 - ID (NICU KONIS BSI 보고한 환자의 ID 필요)
- 엑셀파일 편집
 - 1행에 열이름이 오도록 편집(관련 슬라이드#7), 이외 편집 불필요
 - 엑셀 비밀번호 해제 필요(관련 슬라이드 #8-10)
- 업로드한 파일과 결과물은 서버에 저장되지 않고, KONIS 사무국에 전송되지 않습니다

도우미 사용방법

- http://konisnicu.streamlit.app 접속
- 엑셀파일 업로드
- 혈액배양 양성 파일의 ID, 부서, 시행일, 결과에 해당하는 열이름 선택
- 중환자실 입실 파일의 ID, 입실일, 퇴실일에 해당하는 열이름 선 택
- 생년월일, 성별정보를 가져올 파일과 열이름 선택
- 매칭 실행
- 결과 다운로드

도우미 사용 방법(예시)





도우미 사용 방법(예시)

🚅 매칭 실행

☑ 매칭 완료! 결과 미리보기

번호	등록번호_ID	성별	생년월일	입실일	퇴실일	혈액배양 의뢰일	혈액배양 분리균	KONIS V
1	02500514	F	2024-06-21	2024-06-21	2024-09-02	2024-07-07	Staphylococcus e	
2	02500513	F	2024-06-21	2024-06-21	2024-09-28	2024-07-08	Staphylococcus e	
3	02505841	F	2024-07-28	2024-07-28	2024-08-16	2024-08-09	Klebsiella pneum	
4	02505841	F	2024-07-28	2024-07-28	2024-08-16	2024-08-10	Klebsiella pneum	
5	02512006	F	2024-09-04	2024-09-04	2024-10-21	2024-09-15	Staphylococcus e	
6	02512006	F	2024-09-04	2024-09-04	2024-10-21	2024-09-16	Staphylococcus e	
7	02512438	М	2024-09-08	2024 209-08	2024-11-14	2024-09-16	Klebsiella pneum	
8	02512438	М	2024-09-08	2024-09-08	2024-11-14	2024-09-17	Klebsiella pneum	
9	02512438	М	2024-09-08	2024-09-08	2024-11-14	2024-09-18	Klebsiella pneum	
10	02512008	F	2024-09-04	2024-09-04	2024-10-28	2024-10-05	Staphylococcus e	

비고란

- 1) 문제없는 경우: 비고란 공백
- 2) 혈액배양검사 시행일이 NICU 입실 3일차와 퇴실 2일차 사이를 벗어나는 경우: 비고 '감시기간 이전' 또는 '감시기간 이후'
- 3) 중환자실 입실일이 없는 경우: 비고 '시행부서 확인'
- 4) 시행부서가 NICU인데 입실일이 없는 경우: 비고 '입퇴실일 확인'

- 👲 결과 다운로드 외부 타당도 조사용 (.xlsx)
- 👲 결과 다운로드 내부 타당도 조사용 (.xlsx)

도우미 사용 방법(추가기능)


- KONIS WRAP 등록여부 연동
 - KONIS WRAP 등록환자 목록 엑셀파일이 있는 경우 업로드하여 연동 가능(환자 ID, 감염발생일, 병원체명 필요)
 - 환자 ID 포함된 파일이 없는 경우
 - KONIS WRAP에서 다운받은 파일 활용 가능
 - http://konisnicuwho.streamlit.app 참고



감염환자 기록지 ID 찾기


매뉴얼 다운로드

최종 업데이트: 2025-05-08 문의: cyypedr@gmail.com



문제해결

• 다음 화면이 보일 경우 "깨우기" 후 사용 가능




If you believe this is a bug, please contact us or visit the Streamlit forums.

• 매칭실행 후 오류메시지가 생기거나, 결과물이 이상할 경우 → 관리자 이메일로 문의해주세요

참고: 엑셀 파일 1행에 열이름이 오도록

• 사용 불가능한 형태




• 사용 가능한 형태




참고: 비밀번호 해제 방법 1/3

• 다른 이름으로 저장 선택



참고: 비밀번호 해제 방법 2/3

• 도구-일반옵션 선택



참고: 비밀번호 해제 방법 3/3

• 열기암호 아래와 같이 모두 지운 후 확인 - 저장

파일 이름(N):	중환자실 입퇴실현황_20250418200	20		
파일 형식(T):	Excel 통합 문서	일반옵션 ? X		
만든 이:	Administrator	태그: 태그 추가	제목: 제목 추가	□ 백업 파일 항상 만들기(B) 파일 공유
	□ 축소판 그림 저장			열기 암호(0): *******
▲ 폴더 숨기기			도구(L) ▼ 저장(S)	쓰기 암호(<u>M</u>):
내모내기				☐ 읽기 전용 권장(R)
닫기				확인 취소
파일 이름(N): [중환자실 입퇴실현황_20250418183	015		202
파일 형식(T):	Excel 통합 문서			일반옵션 ? X
만든 이:	Administrator	태그: 태그 추가	제목: 제목 추가	□ 백업 파일 항상 만들기(<u>B</u>) 파일 공유
	□ 축소판 그림 저장			열기 암호(<u>0</u>):
폴더 숨기기			도구(L) ▼ 저장(S)	—· a — (<u>m)</u> .
공유				의기 전용 권장(R) 확인 취소
Adobe DDF 21				